

	<p>Object: Sterilisator "Original Hallo"</p> <p>Museum: Burgsteinfurter Sammlung historischer Medizingeräte Die Magazinräume sind zZ nicht öffentlich zugänglich 48565 Steinfurt hoelscher@fh-muenster.de</p> <p>Collection: Medizingerät für Desinfektion, Sterilisation</p> <p>Inventory number: Inv0359</p>
--	--

## Description

Wiederverwendbare, hitzebeständige Medizinprodukte wie zum Beispiel Operationsbestecke werden nach der Reinigung und Funktionskontrolle in einem Sterilgutbehälter gepackt. Dieser wird mit dem Sterilisationsgut gefüllt zur Heißdampfsterilisation in einem Autoklaven (Prinzip Dampfdrucktopf) geschoben und dort bei 121°C oder 136°C aseptisch gemacht. Nach der Sterilisation bleiben die Medizinprodukte im Sterilgutbehälter für längere Zeit steril und können darin bis zur Verwendung gelagert werden.

## Basic data

Material/Technique:

Measurements:

## Events

Created	When	
	Who	Dr. Hochwahr u. Co.
	Where	Bretten