

	<p>Object: Infusionspritzenpumpe "Injectomat S"</p> <p>Museum: Burgsteinfurter Sammlung historischer Medizingeräte Die Magazinräume sind zZ nicht öffentlich zugänglich 48565 Steinfurt hoelscher@fh-muenster.de</p> <p>Collection: Medizingerät für Stoffaustausch</p> <p>Inventory number: Inv0051</p>
--	--

Description

Die gewünschte Arzneimittellösung wird in eine für das Gerät geeignete Spritze gefüllt. Eine Infusionsleitung verbindet die Spritze mit dem (meist Gefäß-) Zugang des Patienten. Die Infusionsgeschwindigkeit wird eingestellt und die Verabreichung gestartet. Die Pumpe drückt den Spritzenkolben und dadurch das Infusat in den Patienten.

Basic data

Material/Technique:

Measurements:

Events

Created	When	
	Who	Fresenius SE & Co. KGaA
	Where	Schweinfurt