

	<p>Object: Kurzwellengerät "Siritherm 609 S mit Pyrodor"</p> <p>Museum: Burgsteinfurter Sammlung historischer Medizingeräte Die Magazinräume sind zZ nicht öffentlich zugänglich 48565 Steinfurt hoelscher@fh-muenster.de</p> <p>Collection: Medizingerät für Therapie ohne OP-Tech. & Strahlenth.</p> <p>Inventory number: Inv0062</p>
--	---

Description

Eine im 69-Zentimeter-Bereich arbeitende Kurzwelle, die mit einem einfachen Applikator ausgerüstet ist, dem sogenannten Pyrodor.

Hauptindikation für die Hochfrequenztherapie sind Wärmedurchflutungen von Weichteilen im Bereich der Bewegungsorgane (Gelenkknorpel, Muskulatur, Bänder, Sehnen, Kapselstrukturen). Zusammenfassend kann die Wirkung der Diathermie bezeichnet werden mit : muskelrelaxierend, durchblutungsfördernd, schmerzlindernd, stoffwechselsteigernd. Dies führt zur schnelleren Abheilung degenerativ bedingter Gelenksbeschwerden.

Basic data

Material/Technique:

Measurements:

Events

Created	When	
	Who	Siemens
	Where	

Literature

- H.J. Frank-Schmidt, E.H. Graul (2013): Handbuch der Praxis-Rationalisierung. -----