

[Additional information: <https://westfalen.museum-digital.de/object/9312> vom 2024/04/18]

 <p>Heimatverein Burgsteinfurt / Tim Schulze [CC BY-NC-SA]</p>	<p>Object: Raumdesinfektionsgerät "F/AUT"</p> <p>Museum: Burgsteinfurter Sammlung historischer Medizingeräte Die Magazinräume sind zZ nicht öffentlich zugänglich 48565 Steinfurt hoelscher@fh-muenster.de</p> <p>Collection: Medizingerät für Desinfektion, Sterilisation</p> <p>Inventory number: Inv0018</p>
---	---

Description

Raumdesinfektionsgerät, für die Verneblung von Formalin und Ammoniak. Im ersten Schritt wird das Formalin (Formaldehyd) verdampft und kann seine desinfizierende Wirkung entfalten. Um das Formaldehyd später zu neutralisieren wird dann Ammoniak verdampft, das mit Formaldehyd zum neutralen Hexamethylentetramin reagiert.

Basic data

Material/Technique:

Measurements:

Events

Created	When	
	Who	Dr. Gruß KG
	Where	Neuss