

	<p>Objekt: Infusionsspritzenpumpe "Injectomat S"</p> <p>Museum: Burgsteinfurter Sammlung historischer Medizingeräte Die Magazinräume sind zZ nicht öffentlich zugänglich 48565 Steinfurt hoelscher@fh-muenster.de</p> <p>Sammlung: Medizingerät für Stoffaustausch</p> <p>Inventarnummer: Inv0050</p>
--	---

Beschreibung

Die gewünschte Arzneimittellösung wird in eine für das Gerät geeignete Spritze gefüllt. Eine Infusionsleitung verbindet die Spritze mit dem (meist Gefäß-) Zugang des Patienten. Die Infusionsgeschwindigkeit wird eingestellt und die Verabreichung gestartet. Die Pumpe drückt den Spritzenkolben und dadurch das Infusat in den Patienten.

Grunddaten

Material/Technik:

Maße:

Ereignisse

Hergestellt	wann	
	wer	MTS Schweinfurt
	wo	Schweinfurt